



# Uti

## LE TOUCHER VAGINAL EN IMAGES TRIDIMENSIONNELLES NUMÉRIQUES

LA SOLUTION INNOVANTE  
DE DIAGNOSTIC  
ET D'ÉVALUATION



- Une cartographie haute définition en temps réel de la pression du vagin,
- Une imagerie tactile des compartiments fundiques antérieurs et postérieurs,
- Une visualisation des caractéristiques anatomiques et des structures de soutien du plancher pelvien,
- Une imagerie tactile circonférentielle du vagin
- Une évaluation dynamique des muscles du plancher pelvien lors de la relaxation volontaire et involontaire, et de la manœuvre de Valsalva.



LUMICOR

Distributeur exclusif



VTI (Imagerie Tactile Vaginale) est le premier dispositif capable d'évaluer l'élasticité de la muqueuse vaginale et la capacité contractile des muscles du plancher pelvien.

## UNE TECHNOLOGIE ALLIANT PERFORMANCES ET INNOVATION...

- Une cartographie en haute définition des pressions intravaginales, une visualisation des paramètres en temps réel et l'édition d'un rapport complet.
- Un équipement de diagnostic de l'atrophie tissulaire, du dysfonctionnement des muscles du plancher pelvien et de l'altération des tissus de soutien.
- Une évaluation objective et analytique des troubles de la sphère intime pour un programme de soins adaptés.

## VTI : UN DISPOSITIF COMPLET ET SÛR DESTINÉ AUX MÉDECINS, GYNÉCOLOGUES, UROLOGUES ET CHIRURGIENS

Une sonde endovaginale équipée de 96 capteurs de pressions, d'un détecteur de mouvement, d'un contrôleur de température et de 2 microprocesseurs reliés à l'unité centrale.

## NON INVASIF ET INDOLORE, VTI APPORTE UNE RÉPONSE :

- Prolapsus pelvien
- Incontinence urinaire d'effort
- Evaluation pré et post opératoire en urogynécologie
- Relâchement vaginal
- Douleurs pelviennes



## VTI PERMET :

Une cartographie haute définition en temps réel de la pression du vagin,

Une imagerie tactile des compartiments fundiques antérieurs et postérieurs,

Une visualisation des caractéristiques anatomiques et des structures de soutien du plancher pelvien,

Une imagerie tactile circonférentielle du vagin,



Une évaluation dynamique des muscles du plancher pelvien lors de la relaxation volontaire et involontaire, et de la manœuvre de Valsalva.

## ZOOM SUR LA PROCÉDURE VTI



# UTI

INDICATIONS EN :

- **Urogynécologie**
- **Gynécologie**
- **Obstétrique**
- **Rééducation fonctionnelle**



Pour un examen sûr, performant et confortable sans émission de rayonnement.

## LUMICOR EN BREF

**Un professionnel expérimenté** dans le secteur de la Santé et de la Médecine capable de vous guider.

Une équipe toujours à l'écoute, qui vous conseille et qui est en **constante connexion avec les dernières technologies.**

**Des formations gratuites** pour une prise en main optimale des technologies.

**Un S.A.V dédié** garantissant réactivité et rapidité d'intervention.

**Une gamme de techniques complémentaires** en constante évolution avec la multiplicité de matériel.

En savoir plus :  
[www.vti-diagnosticvaginal.com](http://www.vti-diagnosticvaginal.com)

LUMICOR

Distributeur Exclusif France

33 Quai Arloing - CS 10306 - 69337 Lyon Cedex 09 - Tél. : 04 72 78 30 85 - Email : [contact@lumicor.fr](mailto:contact@lumicor.fr)